



MT9 Goldtoner

**Wolfgang Moersch
Am Heideberg 48
50354 Hürth**

(0)2233 943137

Enthält: Ammoniumthiocyanat und Goldchlorid jeweils 250ml

Ansatz zur Arbeitslösung:

Für Printgrößen bis zu 20x20cm sind 250ml Toner ausreichend.

225ml demineralisiertes Wasser + jeweils 12,5ml Tonerkonzentrat für einmaligen Gebrauch. Die Tonungszeit beträgt in der Regel 10-20 Minuten.

Bei Tonungszeiten unter 5 Minuten können zwei Abzüge direkt nacheinander getont werden.

Die Arbeitslösung ist nur etwa eine bis zwei Stunden haltbar! Deshalb sollte nur eine möglichst geringe Menge gemischt werden.

Silbergelatineabzüge werden nach Fixage und Auswässerung getont.

Kallitypen und vanDyke Prints können sowohl vor, als auch nach der Fixage getont werden.